

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ (COLORECTAL CANCER SCREENING)

ਫੀਕਲ ਇਮਿਊਨੋਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟ (ਐਫਆਈਟੀ) ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (Instructions for the Fecal Immunochemical Test (FIT))

ਫੀਕਲ ਇਮਿਊਨੋਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੈ? (What is a Fecal Immunochemical Test?)

ਫੀਕਲ ਇਮਿਊਨੋਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਚ (ਐਫਆਈਟੀ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਸਤਨ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? (Do I have to follow a diet or stop taking my medicine for the test?)

ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਮ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ? (Why would I have to repeat the test?)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਆਈਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ:

- ਨਮੂਨਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ
- ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਕਰੋ (ਮਾਹਵਾਰੀ, ਬਵਾਸੀਰ/ਖੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ, ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਖੂਨ)।

1. ਐਫਆਈਟੀ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਤਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਪੈਡ, ਐਲਬਰਟਾ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿਦਾਇਤ ਪਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2. ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ:

ਕ) ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲੇਬਲ ਲਾਓ:

- ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
- ਪੀਐਚਐਨ/ਯੂਐਲਆਈ (ਐਲਬਰਟਾ ਸਿਹਤ ਨੰਬਰ)

ਜਾਂ

ਖ) ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ।




3. ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਬ ਮੰਗ ਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਮੰਗ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੂੜੇਦਾਨੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।

5. ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ:

ਕ) ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਵਰ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਪਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। **ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ।**




ਜਾਂ

ਖ) ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ (ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣਯੋਗ) ਡੱਬੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ (ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਟ)।

6. ਮਲ-ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਕੂੜੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।



7. ਬੋਤਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਘੁਮਾਕੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ, ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਦਿਓ।



ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(COLORECTAL CANCER SCREENING CAN SAVE YOUR LIFE)

8. ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਦ ਤਕ ਸੋਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਲੀਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਟੱਟੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।




9. ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

ੳ) ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।

ਬ) ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਮਾਨ ਕੂੜੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ।

10. ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੀਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਉਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜੋ ਕਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਪਕਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਪੈਡ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਤਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।



ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ:

- ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ
- ਨਮੂਨਾ ਸੋਟੀ ਦਾ ਨਾਲੀਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

11. ਲੈਬ ਮੰਗ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਥੈਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।

12. ਮੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਲੇ ਅਪ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.screeningforlife.ca ਤੇ *Common Questions* ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-866-727-3926 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਲਬਰਟਾ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
(ACRCSP) ਬਾਰੇ
(About the Alberta Colorectal Cancer
Screening Program (ACRCSP))

ਐਲਬਰਟਾ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ACRCSP) ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ACRCSP, ਐਫਆਈਟੀ ਘਰੇਲੂ ਮਲ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟਨਸ ਨੂੰ 50 ਅਤੇ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ACRCSP ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; 310-0000 (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 780-427-1432 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ। ਛਾਤੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

Cancer Screening Programs

ਟੈਲੀਫੋਨ: 1-866-727-3926

ਫੈਕਸ: 1-888-944-3388

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: screeningforlife.ca

